



LENTES OCUPACIONALES

Shamir

Computer™ & WorkSpace

El perfecto enfoque

Shamir

Computer™ & WorkSpace

El perfecto enfoque

Ideal para el enfoque de un entorno de trabajo cercano.

Altamente recomendado para trabajo con computadoras.

Pueden funcionar como unos lentes de lectura muy sofisticados.

¿Por qué elegir Shamir Computer™ o WorkSpace™?

Brindan una visión perfecta para la lectura y uso de la computadora.

Diseño prácticamente libre de distorsiones.

Evitan y alivian el síndrome de visión de computadora.

Lentes avanzados FreeForm con un diseño único

Lentes avanzados especiales para un enfoque en la pantalla de la computadora y el entorno de trabajo cercano.

Adaptable a las diversas necesidades de trabajo

Shamir Computer: Excelente visión para tareas cercanas con distancia de hasta 1.5 m en visión intermedia.

Shamir WorkSpace: Excelente visión para tareas cercanas o visión intermedia con una profundidad de campo óptima de hasta 3m

Shamir WorkSpace™



Shamir Computer™

Datos solicitados

Todo lo que tiene que hacer para solicitar Shamir Computer™ & WorkSpace™ es brindarnos la siguiente información:

- Receta del paciente (el armazón de prueba debe tener un ángulo pantoscópico de 0º al momento de la evaluación).
- Medidas del armazón: A, B, DBL, y ED o archivo Spark.
- Altura de adaptación y distancia Monopupilar (lejana).

Altura mínima de adaptación 14 mm inferior y 10 mm superior.

Material	Rango de Graduación (ID)	ADD
CR-39 Blanco	Esf -4.50 a +4.50 -4.00	+0.75 a +3.50
Poly Plus Blanco	Esf -6.00 a +6.00 -4.00	+0.75 a +3.50

Poder Total=Esfera + Adición
Poder Total Máximo +/- 6.00 D