




shamir



Frame Parameters

Distance between Pupils (DBL)	62 mm	🔍
Vertical Size (H)	45 mm	🔍
Horizontal Size (W)	142 mm	🔍
Vertical Center (H) to	100 mm	🔍
Horizontal Angle (PA)	93°	🔍
Vertical Angle (FWD)	45 mm	🔍
Vertical Distance (H)	100 mm	🔍
Vertical Distance (H) to	100 mm	🔍

Full Results



Select Measurement



New

New

with Pantoscopic Tilt

Take a Picture

Measure

Register



HERRAMIENTAS

Shamir

SparkMi™ Up

La manera fácil de realizar mediciones precisas.

Shamir

SparkMi™ Up

La manera fácil de realizar mediciones precisas.

Lo último en precisión y facilidad

Spark Mi Up es un nuevo y revolucionario dispositivo de medición que brinda a sus clientes una gran comodidad y una experiencia de alta tecnología, a la vez que le ahorra tiempo y asegura una medición de alta precisión.

Característica



Herramienta de medición inteligente y compacta que se parece a un espejo de mesa ordinario y es adecuada para mostradores o salas de prueba por igual.



El brazo ajustable le permite colocar el espejo con precisión frente a su cliente, lo que le permite sentarse cómodamente con una posición natural de la cabeza.



No se necesitan accesorios para mediciones estándar.



Un clic, una foto. Su cliente se mira en el espejo con sus gafas, simplemente hace clic y Spark Mi Up captura la imagen.



Interfaz intuitiva y fácil de usar para un procedimiento de medición rápido y fácil.

Incluso mide lentes oscuros



Spark Mi Up ve las pupilas del cliente claramente incluso a través de lentes oscuros, para mediciones que son tan precisas y fáciles como con lentes transparentes.

¿Por qué es tan preciso Spark Mi™ Up?



Nuevo algoritmo avanzado para un proceso de medición rápido y preciso.



Dos cámaras de sincronización para imágenes de alta resolución.




Filtros de imagen avanzados para un marcado preciso.



Resultados de medición en tiempo real que se pueden ajustar a lo largo del proceso de marcado.



Zoom continuo y ajuste de brillo y contraste para un proceso de marcado preciso.



Todas las medidas que necesitas

- PD cercana y lejana: inmediata y automática incluso antes de comenzar a marcar la imagen.
- Mono PD.
- FH
- Cuadro de marco (A, B, ED)
- DBL
- BVD, inclinaciones panorámicas y pantoscópicas

Todas las mediciones se pueden transferir al sistema de pedidos en línea de Shamir.