



shamir

LENTES DE RENDIMIENTO

Shamir

Attitude™ III Sport


Elige tu actitud

Shamir

Attitude™ III Sport

Elige tu actitud

- Diseño disponible para armazones solares o deportivos graduados.
- Diseñadas para una amplia variedad de armazones: grandes o pequeños, y en específico curvos.
- Visión Periférica extendida
- Ergonómico y comfortable diseño en visión cercana para ver un reloj, GPS y otros gadgets deportivos.



- Zona de visión lejana ampliada y libre de distorsión que provee una clara y estable visión alrededor y por debajo de la línea horizontal de visión.
- Corredor diseñado para una óptima visión en la zona de seguridad (1-5 m de distancia en el corredor frontal del atleta, zona crítica en los deportes).
- Pacientes que practican algún deporte y aquellos con un activo estilo de vida al aire libre.
- Pacientes que buscan el mejor diseño de lentes para armazones solares o deportivos graduados.

Tecnologías de fabricación



Shamir

Attitude™ III Sport

Elige tu actitud

DISPONIBILIDAD



ADD: +0.75 a +3.50 D.

Dioptrías prismáticas: Máximo 4

Altura mínima de adaptación: 18 mm

Shamir Attitude™ III Sport	Claros	Transitions®	Polarizado	Drivewear	Photo Graph
	Poly Plus				
Diámetro máximo de la lente	70 mm	75 mm	76 mm	75 mm	75 mm
Esfera	-5.00 a +4.00	-5.00 a +4.00	-5.00 a +4.00	-5.00 a +4.00	-5.00 a +4.00
Cilindro	-4.00	-4.00	-4.00	-4.00	-4.00

Material	ML
Poly Plus	PC
Poly Plus Photo Graph	PHC
Poly Plus Transitions® VII	PT
Poly Plus Polarizado	PPZ
Poly Plus Drivewear®	PD

Marcas Láser	
	
	ADD

Disponibilidad

Combiando máximo: 7.00 D.

Transitions® VII, Photo Graph

y Polarizado disponibles en Gris y Café.

Consultar marcas láser de acuerdo a material.

Solicitud de parámetros

- Ángulo pantoscópico.
- Distancia de vértice.
- Ángulo facial.
- Distancia nasopupilar.
- Altura del centro óptico.
- Tipo de armazón.
- Medidas del armazón.
- Curva base.