



shamir



BIFOCAL

Shamir

Duo™

Una nueva armonía visual

Shamir Duo™

Una nueva armonía visual

Una nueva generación de lentes bifocales que proporciona una solución estéticamente atractiva mejorando la apariencia del usuario, así como la forma en que el paciente ve.

Mejoras considerables en su nuevo diseño

Los bifocales flat-top son una solución convencional para las necesidades presbitas, además incluyen algunas desventajas con respecto a cómo ve el usuario y cómo lo ven. Con su línea divisoria visible, los bifocales flat-top le dan al usuario una apariencia generalmente asociada con edad avanzada y además, introducen una discontinuidad vertical que da como resultado un salto de imagen incómodo con pérdida de foco a medida que el ojo se mueve de una zona visual a la otra.

Para vencer estas desventajas, Shamir ha desarrollado un nuevo diseño de lentes bifocales: Shamir Duo™. Un lente avanzado Free Form™, Shamir Duo™ ofrece una superficie continua, eliminando la línea visible. También ofrece continuidad óptica, eliminando el salto de imagen y la pérdida de imagen.

¿Por qué elegir Shamir Duo™ ?

- Lentes bifocales con estética mejorada.
- Permite una función visual más natural en la transición de visión lejana a cercana.
- Puede aplicarse cualquier tratamiento o entintarse.

Shamir Duo™



Bifocal convencional



Cuándo recomendar Shamir InTouch™



Para usuarios de bifocales que buscan una solución avanzada en lentes bifocales.



Para pacientes que ya han tenido problemas de adaptación con los progresivos.



Shamir

Duo™

Una nueva armonía visual

DISPONIBILIDAD

ADD: +0.75 a +3.50 D.

Dioptrías prismáticas: Máximo 4

Altura mínima de adaptación: 15 mm

Shamir Duo™	Claros			Transitions®		Polarizado	Drivewear	Photo Graph		
	CR-39	Poly plus	Ultra Thin	CR-39	Poly Plus	Poly Plus	Poly Plus	1.56	CR-39	Poly Plus
	Blue Zero™			No incluido	No incluido	No incluido	No incluido	No incluido	No incluido	No incluido
Diámetro máximo	70 mm	70 mm	70 mm	72 mm	75 mm	76 mm	75 mm	70 mm	70 mm	75 mm
Esfera	-6.00 a +6.00	-8.00 a +6.00	-10.00 a +6.00	-6.00 a +6.00	-8.00 a +6.00	-8.00 a +6.00	-8.00 a +6.00	-6.00 a +6.00	-6.00 a +6.00	-8.00 a +6.00
Cilindro	-5.00	-6.00	-7.00	-5.00	-6.00	-6.00	-6.00	-5.00	-5.00	-6.00
Ar Glacier Blue-Shield™ UV	No incluido	No incluido	Incluido	No incluido	No incluido	No incluido	No incluido	No incluido	No incluido	No incluido

Material	ML
CR-39	15
CR-39 Photo Graph	PHC
CR-39 Transitions® VII	TR
1.56 Photo Graph Colors	56
Poly Plus	PC
Poly Plus Photograph	PHP
Poly Plus Blue Zero	BZP
Poly Plus Polarizado	PPZ
Poly Plus Drivewear®	PD
1.74 Ultra Thin	74

Marcas Láser
   

Disponibilidad

Combiando máximo: 12.00 D.

Transitions® VII, Photo Graph

y Polarizado disponibles en Gris y Café

Photo Graph colors, Rosa, Azul y Morado.

Consultar marcas láser de acuerdo a material

Datos solicitados

Todo lo que tiene que hacer para solicitar Shamir Duo™ es brindarnos la siguiente información:

- Receta del paciente (el armazón de prueba debe tener un ángulo pantoscópico de 0° al momento de la evaluación).
- Medidas del armazón: A, B, DBL, y ED o archivo Spark.
- Altura de adaptación y distancia Monopupilar (lejana)
- Ángulo facial.
- Ángulo pantoscópico (el paciente deberá colorar su cabeza en posición natural y mirar de frente durante la medición).
- Distancia de vértice.