



shamir



PROGRESIVOS

Shamir

Sagitta™ IV

Progresivo digital a un precio justo

Shamir

Sagitta™ IV


Progresivo digital a un precio justo

Shamir Sagitta™ IV es un progresivo creado con tecnología de tallado digital FreeForm™, lo que garantiza alta calidad óptica, estabilidad en campos visuales y una postura cómoda para leer.


Es ideal para pacientes que buscan mejorar su calidad visual con un lente digital.

Mejora comparado con un progresivo convencional

Shamir Sagitta IV



Progresivo convencional



¿Cuándo Recomendar Shamir Sagitta™ IV?

- Usuarios de bifocales que buscan mejorar su apariencia.
- Pacientes que buscan sustituir sus lentes convencionales por lentes de mejor desempeño.
- Pacientes que buscan mejorar la comodidad de su lente progresivo básico.

Datos solicitados

- Receta del paciente (el armazón de prueba debe tener un ángulo pantoscópico de 0 al momento de la evaluación).
- Medidas del armazón: A, B, DBL, y ED o archivo Spark.
- Altura de adaptación y distancia Monopupilar (lejana).

Altura mínima de adaptación: 16 y 19 mm.

Material	Rango de Graduación (D)	ADD
1.49 CR-39 Blanco, Blue Zero, Transitions® VII Signature, Photo Graph	-6.00 a +6.00 Cil -5.00	+1.00 a +3.00 D
1.59 Poly Plus Blanco, Blue Zero, Transitions, Polarizado, Photo Graph	-8.00 a +6.00 Cil -6.00	+1.00 a +3.00 D
1.56 Photo Graph Color, disponible en azul, rosa y morado	-6.00 a +6.00 Cil -5.00	+1.00 a +3.00 D

