

BROCHURE PSV

IT'S CLEAR.
IT'S YOU.

Shamir Glacier Expression™

El nuevo AR premium que te hace ver, verte y sentirte mejor.

SHAMIR GLACIER EXPRESSION™
EL NUEVO RECUBRIMIENTO
ANTIRREFLECTANTE QUE TE PERMITE
EXPRÉSATE VERDADERAMENTE

Con la reducción de reflejos que produce una visión clara y detallada, Glacier Expression™ le permite verse bien, ver nítido y sentirse bien.



Información para el paciente
Escanéa el código con tu celular

VER
MEJOR

SENSIBILIDAD DE CONTRASTE Y TRANSMISIÓN DE LUZ
MEJORADAS PARA UNA VISIÓN MÁS CLARA Y NÍTIDA

Claridad visual con +25% de mejora
en la sensibilidad al contraste

Shamir Glacier Expression™ mantiene la reflectancia en las superficies de las lentes al mínimo, lo que garantiza una mayor transmisión de luz para todas las longitudes de onda, especialmente aquellas a las que el ojo humano es más sensible.

La mejora resultante en la sensibilidad al contraste garantiza una visión excepcionalmente nítida, con una mayor resolución de detalles.

~50% de los pacientes ganan
significativamente tiempos
de reacción acelerados.

Cuanto más nítida y detallada sea su visión, más rápida será su respuesta. La sensibilidad de contraste superior se traduce en tiempos de reacción rápidos en actividades diarias y, en última instancia, incluso puede mejorar su visión mientras conduce, especialmente de noche.



shamir

www.shamir.com.mx

Glacier Expression™
Potentes propiedades
antirreflejantes


AR Estándar™

VERTE MEJOR

Estética mejorada y hasta un 70% menos de reflejos de la luz a la que nuestros ojos son más sensibles.

Después de una extensa investigación, Shamir Glacier Expression™ logró integrar una mayor cantidad de capas a la lente, calculadas con precisión. Esto le permite regular específicamente aquellas longitudes de onda de luz a las que el ojo humano es más sensible y lograr un mayor control sobre la reflectancia.

El resultado: reflejos drásticamente minimizados, oscurecimiento reducido de los ojos y una estética mejorada



SENTIRTE MEJOR

Disfrute de una visión cómoda con un ruido de fondo visual minimizado


Shamir Glacier Expression™ supera incluso las propiedades de un AR premium, con múltiples capas adicionales que no solo optimizan el rendimiento óptico, pero también ofrecen una estética mejorada.

Potente protección UV para los ojos.

El recubrimiento Shamir Glacier Expression™ incluye extra protección UV que evita que los rayos dañinos sean reflejados en los ojos desde la superficie posterior de la lente. La protección UV resultante es tanto para la luz entrante* y la luz se refleja en las superficies traseras de la lente.

El resultado: reflejos drásticamente minimizados, oscurecimiento reducido de los ojos y una estética mejorada

Los algoritmos probados maximizan la transmisión de luz y minimizan los reflejos. El recubrimiento de Glacier Expression™ consiste en un número de capas ópticas con diferentes índices de refracción, mientras que cada capa se calcula con precisión a través de la sofisticada tecnología de base empírica LayerCalc.



LOS PROFESIONALES DE LA SALUD VISUAL HAN ELEGIDO UN CLARO GANADOR

Shamir invitó a más de cien profesionales del cuidado de la vista de todo el mundo a probar el nuevo recubrimiento Glacier Expression™ por sí mismos, sin dar detalles de sus propiedades, y compararlo con los recubrimientos que habían estado usando anteriormente. Todos, sin excepción, eligieron Glacier Expression™ como claro ganador.


Satisfacción de la claridad
98%

Satisfacción al manejar
99%

Más confort
100%

Lo recomendaría a los pacientes
98%

Satisfacción en general
96%



Perfect vision. Personal touch


shamir